



Сравнение тестов Roche и Enzytec™ Generic (все наборы)

Название (En)	№ виалы	Фермент/химические вещества	Абсолютные величины			Концентрация				Сопоставление Enzytec и Roche (%)
			Enzytec (мг или U)	Roche (мг или U)	Соотношение Enzytec/Roche	Объем (мл)	Концентрация	Объем (мл)	Концентрация	
Уксусная кислота E-Generic = 30 - 32 теста Roche = 30 - 32 теста Ratio = 100 % - 100 %	1	L-malate	134	134	100 %	32	4.19	32	4.19	100 %
	2	ATP	175	175	100 %	7	25.00	7	25.00	100 %
		CoA	18	18	100 %	7	2.57	7	2.57	100 %
		NAD	86	86	100 %	7	12.29	7	12.29	100 %
	3	Malate-DH	1100	1100	100 %	0.2	5500.00	0.2	5500.00	100 %
		Citrate synthase	270	270	100 %	0.2	1350.00	0.2	1350.00	100 %
	4	Acetyl-CoA-Synth.	17	15	100 %	0.7	24.29	0.75	20.00	121 %
Аскорбиновая кислота E-Generic = 24 - 26 тестов Roche = 20 - 20 тестов Ratio = 120 % - 130 %	1	MTT	160	нет						
	2	AAO	600	340	176 %	0.02	24.00	1	17.00	141 %
	3	PMS	25.3	нет		20 мкл/тест		1 шпатель/тест		
Лимонная кислота E-Generic = 24 - 27 тестов Roche = 30 - 36 тестов Ratio = 80 % - 75 %	1	L-MDH (U)	110	136	81 %	9	12.22	12	11.33	108 %
		L-LDH (U)	220	280	79 %	9	24.44	12	23.33	105 %
		NAD (mg)	4	5	80 %	9	0.44	12	0.42	107 %
	2	Citrals lyase (U)	10	12	83 %	0.2	50.00	0.3	40.00	125 %
Глюкоза E-Generic = 32 - 33 теста Roche = 120 - 135 тестов Ratio = 26 % - 24 %	1	NADP	80	330	24 %	32	2.50	135	2.44	102 %
		ATP	190	780	24 %	32	5.94	135	5.78	103 %
	2	HK	200	960	21 %	0.7	285.71	3.3	290.91	98 %
		G6P-DH	100	480	21 %	0.7	142.86	3.3	145.45	98 %
Глюкоза/Фруктоза E-Generic = 32 - 33 теста Roche = 25 - 27 тестов Ratio = 59 %	1	NADP	80	64	125 %	32	2.50	27	2.37	105 %
		ATP	190	160	119 %	32	5.94	27	5.93	100 %
	2	HK	200	200	100 %	0.7	285.71	0.7	285.71	100 %
		G6P-DH	100	100	100 %	0.7	142.86	0.7	142.86	100 %
	3	PGI	490	490	100 %	0.7	700.00	0.7	700.00	100 %
Глюкоза/Сахароза E-Generic = 16 - 16 кажд. Roche = 20 - 22 кажд. Ratio = 80 % - 72 %	1	NADP	80	110	73 %	32	2.50	45	2.44	102 %
		ATP	190	260	73 %	32	5.94	45	5.78	103 %
	2	HK	200	320	63 %	0.7	285.71	1.1	290.91	98 %
		G6P-DH	100	160	63 %	0.7	142.86	1.1	145.45	98 %
	3	Fructosidase	570	720	79 %	7	81.43	10	72.00	113 %



Сравнение тестов Roche и Enzytec™ Generic (все наборы)

Название (En)	№ виалы	Фермент/химические вещества	Абсолютные величины			Концентрации				Сопоставление Enzytec и Roche (%)
			Enzytec (мг или U)	Roche (мг или U)	Соотношение Enzytec/Roche	Объем (мл)	Концентрация	Объем (мл)	Концентрация	
Глюкоза/Фруктоза/Сахароза E-Generic = 16 - 16 каяд. Roche = 20 - 22 каяд. Ratio = 80 % - 72 %	2	NADP	80	110	73 %	32	2.50	45	2.44	102 %
		ATP	190	260	73 %	32	5.94	45	5.78	103 %
	3	HK	200	320	63 %	0.7	285.71	1.1	290.91	98 %
		G6P-DH	100	160	63 %	0.7	142.86	1.1	145.45	98 %
	4	PGI	490	420	117 %	0.7	700.00	0.6	700.00	100 %
	1	Fructosidase	570	720	79 %	7	81.43	10	72.00	113 %
Глутаминовая кислота E-Generic = 36 тестов Roche = 36 - 39 тестов Ratio = 100 % - 92 %	1	Буфер								
	2	Diaphorase	18	12	150 %	7.5	2.40	7.5	1.60	150 %
		NAD	84	84	100 %	7.5	11.20	7.5	11.20	100 %
	3	GLDH	1200	1080	111 %	6	200.00	6	180.00	111 %
Глицерол E-Generic = 24 - 27 тестов Roche = 30 - 33 теста Ratio = 80 % - 82 %	1	NADH	6	7	86 %	9	0.67	11	0.64	105 %
		ATP	18	22	82 %	9	2.00	11	2.00	100 %
		PEP	9	11	82 %	9	1.00	11	1.00	100 %
	2	PK	180	240	75 %	0.3	600.00	0.4	600.00	100 %
		LDH	165	220	75 %	0.3	550.00	0.4	550.00	100 %
	3	GK	25	34	74 %	0.3	83.33	0.4	85.00	98 %
Изолимонная кислота E-Generic = 32 - 33 теста Roche = 30 - 30 тестов Ratio = 106 % - 110 %	1	только буфер								
	2	NADP	50	45	111 %	33	1.52	30	1.50	101 %
	3	ICDH	5	5	100 %	1.8	2.78	1.8	2.78	100 %
L-молочная кислота E-Generic = 32 - 34 теста Roche = 25 - 30 тестов Ratio = 128 % - 113 %	1	L-глутаминовая кислота	490	440	111 %	32	15.31	30	14.67	104 %
	2	NADP	250	210	119 %	7	35.71	6	35.00	102 %
	3	GPT	1100	1100	100 %	0.7	1571.43	0.7	1571.43	100 %
	4	L-LDH	3800	3800	100 %	0.7	5428.57	0.7	5428.57	100 %



Сравнение тестов Roche и Enzytec™ Generic (все наборы)

Название	№ виалы	Фермент/ химические вещества	Абсолютные величины			Концентрации				Сопостав- ление Enzytec и Roche (%)
			Enzytec (мг или U)	Roche (мг или U)	Соотно- шение Enzytec/ Roche	Объем (мл)	Концен- трация	Объем (мл)	Концен- трация	
D-/L-молочная кислота E-Generic = 32 - 34 теста Roche = 25 - 30 тестов Ratio = 128 % - 133 %	1	L-glutamic acid	490	440	111 %	34	14.41	30	14.67	98 %
	2	NADP	250	210	119 %	7	35.71	6	35.00	102 %
	3	GPT	1100	1100	100 %	0.7	1571.43	0.7	1571.43	100 %
	4	D-LDH	3800	3800	100 %	0.7	5428.57	0.7	5428.57	100 %
	5	L-LDH	3800	3800	100 %	0.7	5428.57	0.7	5428.57	100 %
Лактоза/Галактоза E-Generic = 32 - 34 теста Roche = 30 - 34 теста Ratio = 106 % - 100 %	1	NAD	35	35	100 %	7	5.00	7	5.00	100 %
	2	Galactosidase	100	100	100 %	1.7	58.82	1.7	58.82	100 %
	3	Дифосфатный буфер	34	34	100 %	34	1.00	34	1.00	100 %
	4	Галактоза-DH	40	40	100 %	1.7	23.53	1.7	23.53	100 %
D-яблочная кислота E-Generic = 30 - 33 теста Roche = 30 - 30 тестов Ratio = 100 % - 110 %	1	Hepes буфер								
	2	НАД	210	210	100 %	4	52.50	4	52.50	100 %
	3	D-MDH	8	8	100 %	0.6	13.33	0.6	13.33	100 %
L-яблочная кислота E-Generic = 32 - 34 теста Roche = 25 - 30 тестов Ratio = 128 % - 113 %	1	L-глутамат	490	440	111 %	34	14.41	30	14.67	98 %
	2	НАДФ	250	210	119 %	7	35.71	6	35.00	102 %
	3	GOT	160	160	100 %	0.4	400.00	0.4	400.00	100 %
	4	L-MDH	2400	2400	100 %	0.4	6000.00	0.4	6000.00	100 %
Крахмал E-Generic = 32 - 32 теста Roche = 25 - 27 тестов Ratio = 128 % - 118 %	1	AGS	98	84	117 %	7	14.00	6	14.00	100 %
	2	НАДФ	80	64	125 %	31	2.58	27	2.37	109 %
		ATP	190	160	119 %	31	6.13	27	5.93	103 %
		HK	200	200	100 %	0.7	285.71	0.7	285.71	100 %
	3	G6P-DH	100	100	100 %	0.7	142.86	0.7	142.86	100 %